

各种冷却浴的冷却温度

各种冷却浴的冷却温度

温度℃	冷却浴
13	对二甲苯 /干冰
12	1, 4-二氧六环/干冰
6	环己烷/干冰
5	苯/干冰
2	甲酰胺/干冰
0	碎冰
-5 -> -20	冰/盐
-10.5	乙二醇/干冰
-12	环庚烷/干冰
-15	苯甲醇/干冰
-22	四氯乙烯/干冰
-22.8	四氯化碳/干冰
-25	1, 3-二氯苯 /干冰
-29	邻二甲苯/干冰
-32	间甲苯胺/干冰
-41	乙腈/干冰
-42	吡啶/干冰
-47	间二甲苯/干冰
-56	正辛烷/干冰
-60	异丙醚/干冰
-77	丙酮/干冰
-77	乙酸丁酯/干冰
-83	丙胺/干冰
-83.6	乙酸乙酯/液氮
-89	正丁醇/液氮
-94	己烷/液氮
-94.6	丙酮/液氮
-95.1	甲苯/液氮
-98	甲醇/液氮
-100	乙醚/干冰
-104	环己烷/液氮
-116	乙醇/液氮
-116	乙醚/液氮
-131	正五烷/液氮
-160	异戊烷/液氮
-196	液氮